

プログラム昇温高温加熱分解システム **MetaPREP AT2**

ラインアップ追加キャンペーン

全ユニット

25 % OFF

New

多検体用 (15 mL用)

New

大容量用 (100 mL用)

汎用 (50 mL用)

MetaPREP AT2は、ヒートブロック型の酸分解装置です。従来のホットプレートに比べて、効率的な酸分解を実現します。誘導結合プラズマ発光/質量分析、原子吸光分析の前処理にオススメです。この度、『15 mL用 40検体』と『100 mL用 11検体』のラインアップ追加記念として、全ユニット **25 % OFF** でご提供します。

キャンペーン期間

2025年 **11月4日** (火) ~ 2026年 **1月30日** (金) ご注文分まで

MetaPREP AT2の特長

- ・耐酸性のあるフッ素樹脂コーティングを採用
- ・100 Vの電源で最高加熱温度230 °Cを実現
- ・PP、PTFE、ガラス、石英の酸分解用チューブに対応



キャンペーンサイト



製品ページ

各ブロックキャンペーン価格

品名	ブロック	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格
酸分解システム MetaPREP AT2 ヒートブロックユニット	汎用（50 mL用、24検体）	1台	8510-22100	920,000	690,000
	New 多検体用（15 mL用、40検体）	1台	8510-22101	920,000	690,000
	New 大容量用（100 mL用、11検体）	1台	8510-22102	920,000	690,000
酸分解システム MetaPREP AT2 コントローラーユニット	3種類のヒートブロックに共通	1台	8510-21100	620,000	465,000

注1)酸分解を行うには、MetaPREP AT2コントローラーユニットとMetaPREP AT2ヒートブロックユニットの両方が必要です。
また、コントローラーユニット1台に対して、ヒートブロックユニット1台のみの制御となります。
注2)各ブロックの付属品は、製品ページをご参照ください。

New 多検体用（15 mL用） 汎用（50 mL用） New 大容量用（100 mL用） コントローラーユニット



MetaPREP AT2対応チューブ

MetaPREP AT2で使える分解チューブは以下の3種類になります。容器の材質はポリプロピレン(PP)製、耐薬品性があり金属溶出の少ないPTFE製、高温で使用可能なガラス製等がございます。



Webページ

高温分解用PTFE製酸分解チューブ
MetaTUBE PTFEシリーズ



Webページ

高純度PP製酸分解チューブ
DigiTUBEsシリーズ



Webページ

ガラス・石英製チューブ
その他分解容器



ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。