

核酸精製製品ガイド
公開記念



キャンペーン期間：2026年6月26日受注分まで

核酸精製スタート 応援キャンペーン

核酸精製関連製品を **特別価格** でご提供。
さらに **Maxwell® 無料デモ** も受付中!

ガイド **11-12ページ** 核酸精製を **もっと早く、もっとラクに**

吸引法“時短ブースト”ポンプセット(プラスミド精製試薬つき)

吸引法で洗浄工程を簡略化。特に PureYield™ Midiprep / Maxiprep の効率化におすすめです。

セット
構成内容

* 接続チューブや廃棄瓶
などをご用意ください。



吸引装置+小物：¥93,000

試薬：約 ¥20,000

ポンプ：¥119,000

ポンプ本体

- Welch Vacuum Pump for Japan Electrical (A6724) 1台

吸引装置と小物

- Vac-Man® Laboratory Vacuum Manifold, 20-sample capacity (A7231) ... 1台
- Eluator™ Vacuum Elution Device (A1071) 4個

プラスミド抽出試薬

- PureYield™ Plasmid Midiprep System 4回分
- PureYield™ Plasmid Maxiprep System 2回分

カタログ番号 **JKC005**
価格 **¥206,000**

上記全部セットで!

¥123,000 特価

ガイド **8-11ページ** 吸引法にも遠心法にも対応

ワークフローに合わせて選べる両対応キット

普段の遠心法での使用にも、吸引法による時短での使用にも対応。用途に合わせて柔軟に選べます。



抽出スケール / 用途	製品名	サイズ	カタログ番号	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)
Maxi/ プラスミド	PureYield™ Plasmid Maxiprep System (トランスフェクショングレード)	25回分	A2393	97,000	➔ 77,600
Midi/ プラスミド	PureYield™ Plasmid Midiprep System (トランスフェクショングレード)	300回分	A2496	381,000	➔ 304,800
Mini/ プラスミド	Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System	250回分	A1460	80,000	➔ 64,000
		1,000回分	A1465	267,000	➔ 213,600
Mini/ ゲル抽出	Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System	250回分	A9282	77,000	➔ 61,600
		1,000回分	A9285	257,000	➔ 205,600

ガイド 4-5 ページ

まずは1回、Maxwell®の手離れをご体感ください

お使いのサンプルで試せる Maxwell® 無料デモ

Maxwell® は、結果のバラつき低減、研究時間の創出、ヒューマンエラー抑制に貢献する自動核酸精製装置です。プレバックカートリッジ採用によりセットアップも簡便。まずは実際のサンプルで、使いやすさと安定性をご体感ください。

ゲノム編集チェックも
細胞 & 培地 400 μL
入れるだけ



Maxwell® RSC

デモで確認できること

サンプルに
合った
精製条件

推奨キットの
ご提案

現行法との
比較

お申込み https://promegajp.formstack.com/forms/maxwell_demo

※お申込み後、担当者よりデモ実施日時などの詳細をご連絡いたします。



プロメガクラブなら、購入後も核酸精製をしっかりとサポート

プロメガクラブは、ご登録いただきますと様々な特典が受けられる、プロメガ製品ユーザーのための会員サービスです(無料)。核酸精製製品をより便利に、より安心してご利用いただける特典をご用意しています。

プロメガクラブ詳細は

プロメガクラブ

会員特典 1

ミニカラム単品購入可能



Wizard® SV キットで使えるミニカラムを単品で購入できます。試薬を無駄なく使用できます。

適合キットなど詳細

www.promega.co.jp/special/club/limited/



会員特典 2

オンサイト / オンラインセミナー

核酸精製の基礎から効率化のポイントまで学べるセミナーを実施します。

おすすめの
タイトル

- ☑ 吸引システムを用いた核酸抽出の効率化
- ☑ RNA 抽出講座
- ☑ 核酸精製コンサルティング

セミナー抄録など詳細

www.promega.co.jp/promega_resources/academy/



日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については2026年4月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店